



Isis-Pendel

Entsprechend seiner Charakteristik ist das Isis-Pendel nach Isis, der aus der ägyptischen Mythologie bekannten Gemahlin des Osiris, benannt. Isis ist die Himmelsgöttin der Nacht, welche die Herzen verbindet.

Die Pendel „Isis“ gehören zur Familie der ägyptischen Pendel. Der besonderen Form verdanken sie ihre inhärente Strahlkraft (Formstrahler).

Das aus ausgesuchtem Messing gefertigte Pendel hat eine spezielle Form, die –im Profil betrachtet ersichtlich- das „Kreuz des Lebens,, (Ankh bzw. Anch) darstellt. Wie jede geometrische Form hat auch diese eine Eigenschwingung, die beim Isis-Pendel über seine Spitze konzentriert und abgestrahlt wird. Diese Schwingung entspricht in der Wellenlänge der des weißen Lichtes. Sie wird verstärkt durch die aus vier übereinander stehenden Scheiben bestehende magnetische (4-Elemente-)Batterie. Die Konfiguration mit vier Scheiben ist der Standard, Sie können unten jedoch auch ein stärkeres mit mehr Scheiben wählen.

Das Isis-Pendel zeichnet sich durch eine Vielfalt von Anwendungsmöglichkeiten aus:

a) Als Empfänger

- Für die Überprüfung von Lebensmitteln, Kräutern, Medikamenten
- Zur Bestimmung der Dosierung wie auch der Wirksamkeit von Therapeutika und Therapien
- Zur Erstellung von Diagnosen
- Zur Untersuchung von Objekten (auch mittels Foto), usw.

b) Als Sender

Hier kann man mit dem Isis-Pendel durch mentale Eingabe jede beliebige Frequenz abstrahlen und verstärken. Diese Eigenschaft ermöglicht den Einsatz in der Farbtherapie (Chromotherapie), insbesondere, da auf mentale Eingabe hin auch ein ganzes Bündel von Frequenzen bis hin zur Summe aller Farben - dem weißen Licht entsprechend - gleichzeitig emittiert wird. Von Vorteil hierbei ist, dass die zur Heilung erforderlichen

Farbschwingungen nicht im Einzelnen festgelegt werden müssen (aber können), da das Energiefeld des erkrankten Organismus die Auswahl trifft.

Durch einfaches Halten in der Hand kann sich ein Behandler von den aufgenommenen belastenden Energien seines Patienten reinigen. Beim Halten des Pendels über der Hand, dem Solarplexus oder einem erkrankten Organ zeigt sich der Übertragungsvorgang durch die Dauer des Kreisens an. Weitere Anwendungsmöglichkeiten ergeben sich aus der Experimentierfreude des Benutzers.

Das Isis-Pendel ist strahlenbeständig und durch die ständige Emission der eigenen Strahlung selbstreinigend. Es ist jederzeit einsatzbereit und benötigt kein Aufladen.

Es sind verschiedene Isis-Pendel-Varianten erhältlich, sei es im Material und in der Anzahl Ringe. Beachten Sie die Angaben unter den betreffenden Artikel-Nummern.

Wir garantieren den Erhalt eines Original-Pendels von Baj, allerhöchster Qualität und in der EU hergestellt.

Achtung: Die Anwendung dieses Pendels ersetzt nicht den Arzt oder Heilpraktiker.

Auslieferung in der Schweiz und nach Österreich:
Verlag RGS, Postfach 2225, 9001 St. Gallen/ Schweiz,
Tel. 071 222 61 80 , 079 319 21 51,
verlag-rgs@pendeln.org