



Osiris-Pendel

Durch die geometrische Form der vier Halbkugeln wird eine spezielle Schwingung ausgestrahlt. Dabei wirken die in Reihe aneinander gefügten Halbkugeln wie Akkumulatoren und verstärken die eigene Grün-Minus-Strahlung des Osiris-Pendels. Vom Pendel wird eine normale Version mit 4 Halbkugeln und eine besonders starke mit 9 Halbkugeln erzeugt und angeboten.

Das Osiris-Pendel, hat wie das Isis- und Karnak-Pendel in der alten ägyptischen Originalform eine starke Eigenstrahlung.

Wie beim Karnak-Pendel ist diese Eigenstrahlung definiert als grün-minus oder grau.

Osiris kann wegen dieser besonderen Eigenschaft zum Übertragen sämtlicher radiästhetischer Farben, Medikamente, Vitamine und Heilkräuter genutzt werden.

Dieses Pendel kann für wissenschaftliche Zwecke, in der Biotherapie und für die Teleradiästhesie benutzt werden. Indikationen: Das Osiris-Pendel ist für erfahrene Radiästheten von unschätzbarem Wert im Umgang mit Patienten, die an Krebs leiden oder von Viren befallen sind. Auf einen mentalen Befehl hin kann man, indem man mit diesem Pendel über dem Bild einer kranken Person arbeitet, diesem Menschen soviel von dieser spezifischen Energie senden, wie er zurzeit nötig hat und so die schulmedizinische Behandlung unterstützen.

Anwendung: Das Osiris-Pendel kreist so lange wie der Organismus die Strahlung für Heilung oder Linderung umsetzen kann. Die Behandlung kann nach einer Pause wiederholt werden. Nach der Energieübertragung mit dem Osiris-Pendel wird empfohlen, immer eine Nachbearbeitung mit der weißen Energie des Isis-Pendels zum Ausgleich und Aufbau der Selbstheilungskraft der Person durchzuführen.

Sein Spezialgebiet ist jedoch die Unterstützung bei Schmerzen, Tumoren, Viren, Bakterien und Entzündungen.

Der Osiris arbeitet mit mentalen Befehlen: z.B. Schmerzen von XY lindern, Entzündung von XY ausheilen, kranke und

degenerierte Zellen von XY abtöten und ausleiten.

Experimente haben gezeigt, dass man das Osirispendel auch wunderbar zur Fernheilung einsetzen kann.

Osiris sendet starke Grün-Minus Strahlung, was auch gefährlich sein kann, wenn man damit nicht richtig umgeht (zur Heilung bestimmter Krankheiten allerdings ist diese Strahlung unerlässlich).

Wichtiger Hinweis: Wegen seiner hohen Eigenstrahlung gehört dieses Pendel nur in die Hände verantwortungsvoller Therapeuten! Aufbewahren sollte man dieses Pendel am besten auseinander genommen bzw. in einer Metaldose.

Es sind verschiedene Osiris-Pendel-Varianten erhältlich, sei es im Material und in der Anzahl Elemente/Halbkugeln. Beachten Sie die Angaben unter den betreffenden Artikel-Nummern.

Art. 76010: 4 Elemente, Buchenholz, Weisses Strahlenspektrum

Dieses Pendel wurde von Josef Baj so entwickelt, dass es permanent auf dem weißen Strahlenspektrum arbeitet.

Dieses Pendel kann für wissenschaftliche Zwecke, in der Biotherapie und für die Teleradiästhesie benutzt werden.

Art. 76020: 4 Elemente, Buchenholz schwarz (grün.minus-Energie)

Art. 76030: 5 Elemente, diverse Hölzer auf Anfrage

Art. 76040: 6 Elemente, diverse Hölzer auf Anfragen

Art. 76050: 9 elemente, Buchenholz, schwarz

Art. 76060: 4 Elemente, Buchenholz Makro (weisser Lichtstrahl)



Art. 76070: 5 Elemente, Messing

Die Bauteile sind vom Größenverhältnis so wie auch beim kleinen Isis-Osiris. Durch seine Leichtigkeit, lässt es sich wunderbar auch bei längerer Arbeit einsetzen. Es hat eine wunderbare grün-minus Energie und wird speziell als Pendel zum Heilen benutzt.

Wie bei allen Osiris Pendeln, wird auch dieses nach Gebrauch auseinander genommen und aufbewahrt. Seine Besonderheit sind die 5 radiästhetischen Batterien (5 Osiris Halbkugeln) wovon man

die unteren beiden mit einem Gewinde nach Gebrauch abschrauben kann. Es ist besonders feinfühlig und arbeitet sehr gut mit jedem mentalen Auftrag. Wir sollten nach der Behandlung auch hier noch einmal mit Isis zum Ausgleich nachbehandeln.



Art. 76080: 9 Elemente, Messing

Die unteren 4 Teile sind fest und die oberen 5 Teile einzeln abschraubbar um diese mit dem unteren Teil zu verbinden, insgesamt 37 g leicht und 73 mm groß, wobei jede Halbkugel, wie eine radiästhetische Batterie wirkt und die Strahlung verstärkt!

Es besteht auch die Möglichkeit durch weitere aufsteckbare Module das Pendel zu erweitern. (Art. 76090)

Dieses neu entwickelte kleine filigrane Osiris ist 37 g schwer und besteht aus 9 Elementen. Von der Handhabung her ist es, genau so wie die anderen Formstrahler, mit einem mentalen Auftrag zu verwenden. Zusammengesetzt (9-teilig) schwingt es auf der radiästhetischen Frequenz Diamant. Verwendet man es 5- 6-7- oder 8-teilig schwingt es auf verschiedenen starken grün-minus Frequenzen, die sehr gut zur Behandlung der verschiedensten Krankheiten eingesetzt werden können. Ich betone immer wieder, dass man keine Angst vor der grün-minus Strahlung haben soll.

Diese kann wunderbar in die Heilarbeit integriert werden und ist oftmals die einzige Schwingung, die bei bestimmten Symptomen wirklich etwas bewirkt (Viren, Pilze, Bakterien, entartete Zellen, Zysten, Hautveränderungen etc.).

Zusammengesetzt strahlt das Osiris 9-teilig die hochschwingende Frequenz Diamant aus (dies kann man leicht auf dem Merkaba-Hologramm testen).

Diamant lässt sich von seiner Eigenschaft nur unzureichend mit menschlichen Worten beschreiben. Die Frequenz hat sehr viele transformative Eigenschaften. Das Arbeiten damit stärkt die energetischen Körper, fördert die Fähigkeiten der Hellsinnigkeit (Hellfühligkeit, Hellhörigkeit, Gedankenübertragung, Kommunikation ohne Worte, Kommunikation mit Tieren, Pflanzen und nicht-materiellen Wesenheiten).

Einige neue Radiästheten haben Diamant folgendermaßen beschrieben:
„Diamant wandelt die Chakrendynamik von einer Drehung in eine Pulsation und verändert deren Farben. In der Endstufe dieser Entwicklung erreichen wir als Ergebnis den Zustand der Nullpolarität, der uns von der Verpflichtung für weitere Inkarnationen befreit!“ (Wir können dann freiwillig entscheiden, unseren Dienst auf diesem Planeten in einer neuen Inkarnation zu leisten, evtl. als Lehrer um anderen Wesen zu helfen zur Seelenreife zu gelangen!

Art. 76090: 2 Zusatz-Elemente, zu Art. 76080 Messing

Mit Zusatzelementen können Sie den Osiris-Pendel Ihren Wünschen entsprechend erweitern.

Wir garantieren den Erhalt eines Original-Pendels von Baj, allerhöchster Qualität und in der EU hergestellt.

Achtung: Die Anwendung dieser Pendel ersetzt nicht den Arzt oder Heilpraktiker.

Auslieferung in der Schweiz und nach Österreich:
Verlag RGS, Postfach 2225, 9001 St. Gallen/ Schweiz,
Tel. 071 222 61 80 , 079 319 21 51,
verlag-rgs@pendeln.org